



Техническая спецификация на

Больничную кровать

Назначение	Медицинская мебель предназначена для реабилитации пациентов в лечебных учреждениях (поликлиники, дома для престарелых, центры по уходу за больными, кардиологические центры и др.)
Область применения	Для применения в лечебно-профилактических учреждениях (поликлиники, дома для престарелых, центры по уходу за больными, кардиологические центры и др.)
Кровать состоит из 4-х секции, 3 из них регулируемые.	в наличии
Регулировка высоты, угла спинной секции, коленной секции, положение Тренделенбурга и антиТренделенбурга регулируется с помощью пульта дистанционного управления.	в наличии
Габаритные размеры пульта дистанционного управления	Длина 17 см., ширина 5 см., толщина 2 см.
Габаритные размеры кровати:	Длина 2080 мм., ширина 980 мм., высота 500 мм.
Регулировка высоты	от 500 мм. до 750 мм.
Угол подъема спинной секции	0° - 82° (±5°);
Угол подъема коленной секции	0° - 42° (±5°);
Положение Тренделенбурга и антиТренделенбурга	12°
Грузоподъемность	250 кг.
Спинки кровати из ABS пластика. На одной из спинок кровати установлено пластиковая табличка для имени пациента.	в наличии
Кровать оснащена алюминиевыми боковыми ограждениями. Ограждения складываются путем нажатия кнопки на боковых ограждениях и опускается вниз во фронтальной плоскости, тем самым не требует наличия дополнительного пространство с боку от кровати.	в наличии
Боковые ограждения оснащены ограничителями из пластика, чтобы не испортить поверхность металла.	в наличии
Ложе кровати из перфорированной стали с	в наличии

江苏赛康医疗设备有限公司
JIANGSU SAIKANG
MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.
BESSIE WANG



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd

No. 6 Zhaofeng Lehong RD, Leyu Town,
Zhangjiagang City, China.
Tel: 86-512-56385683 Fax: 86-512-56385681
Email / MSN: bessiewang1129@hotmail.com
www.jssaikang.com

Hospital bed Hospital furniture

Manufacturer OEM service Medical Solutions



эпоксидным порошковым покрытием, более устойчивый к различным дезинфекционным средствам.	
Толщина стального листа 1,2 мм. с 9*2,3 см эллипсообразной перфорацией. Края перфорации изогнуты, более безопасно для пациента и обслуживающего персонала.	в наличии
4 колеса диам. 125 мм. из материалов обеспечивающих бесшумное вращение колес и перемещение кровати по горизонтальным плоскостям.	в наличии
Все колеса блокируемые	в наличии
По четырем углам кровати установлены бамперы из ABS пластика	в наличии
Управление	электропривод
Длина шнура двигателя	2,25 м.
Напряжение	220 V ±10% / 50-60 Hz.
Дополнительное оснащение	
Матрац	в наличии
Штатив для инфузионного вливания	в наличии
Многофункциональный 4-х секционный матрац помещен в гибкий, водонепроницаемый чехол, который можно стирать. Замок чехла расположен с боку. Цвет матраца синий. Внутри матраца 80 мм. пенополиуретан с высокой плотностью 40-43 кг/м3. и 20 мм. прессованные кокосовые волокна.	в наличии
Габаритные размеры матраца	Длина матраца 1900 мм., ширина 900 мм., толщина 100 мм.
Штатив для инфузионного вливания исполнен из нержавеющей стали устойчивый к коррозии и дезинфекции с двумя крючками.	в наличии
Диаметр трубы штатива	25-30 мм.
Длина штатива регулируется	от 1140 мм. до 2000 мм.
Гарантийный срок обслуживания 12-24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.	в наличии

限公司
G
. , LTD.

江苏赛康医疗设备有限公司
JIANGSU SAIKANG
MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.
Bessie Wang

